

MASCHERINA CHIRURGICA TIPO II

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

- 3 STRATI DI PROTEZIONE (25gr.X3)
- BFE 99%
- STRATI IDROREPELLENTI
- REGOLAZIONE NASALE
- ELASTICI PASSANTI ESTENSIBILI
- MASSIMO COMFORT
- DESIGN ADERENTE
- SENZA FIBRA DI VETRO
- ALTA CAPACITA' RESPIRATORIA
- IPOALLERGENICO
- **100% SENZA LATTICE**

