

ELETTROTERAPIA PORTATILE

I benefici dell'elettroterapia sono riconosciuti sia dai medici che dai fisioterapisti che lavorano nel campo dello sport e del trattamento del dolore: riabilitazione, gestione del dolore, guarigione, rafforzamento muscolare.

Lavorare con i dispositivi Chattanooga® by Compex Technology significa scegliere soluzioni terapeutiche di alta qualità e usufruire di una gamma efficace di prodotti che soddisfano ogni requisito, a prescindere dalla metodologia di lavoro, dal tipo di cliente o dal budget. L'utilizzo dei prodotti Chattanooga® by Compex Technology assicura il raggiungimento di ottimi risultati attraverso il meglio dell'innovazione a livello mondiale.

Tutti i prodotti in questo catalogo, dagli elettrodi autoadesivi ai neurostimolatori più sofisticati, soddisfano i criteri di qualità più elevati e sono stati ideati prendendo in considerazione un singolo obiettivo: offrire trattamenti ottimali.



SIVIMA SRL | Via Antonio Cantore 128/130 | 55100 Lucca | LU | ITALY

www.sivima.com

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

CEFAR PERISTIM PRO

1480-EXP	Cefar Peristim Pro
----------	--------------------

ACCESSORI INCLUSI

1240	Cavi bipolari (2 pezzi)
1566	Manuale utente
1559	Custodia rigida Cefar
1495	Cordino e gancio per cintura Cefar
1551	Batterie alcaline AA 1,5 V (2 pezzi)
42198	Elettrodi Dura-Stick Plus a filo 5x5 cm (4 pezzi)

ACCESSORI

114.242+	Sonda anale Saint Cloud con connettori a spinotto 2x2 mm
114.610EXP	Sonda vaginale Saint-Cloud Plus con connettori a spinotto 2x2 mm
1570	Caricabatterie 1,2 V

SPECIFICHE TECNICHE

Numero di canali:	2
Numero di programmi:	9 preimpostati 3 programmabili
Corrente costante:	Fino a una resistenza di max 1000 Ohm/canale
Ampiezza massima impulso:	99,5 mA
Incrementi intensità impulsi:	Minimo di 0,5 mA
Ampiezza impulso:	300 µs
Frequenza impulso:	1-120 Hz
Fonte di alimentazione:	2 batterie alcaline AA da 1,5 V
Classe di sicurezza elettrica:	Classe II, tipo BF
Test di sicurezza:	IEC 60601-1, IEC 60101-1-2
Dimensioni (L x P x A):	120 x 30 x 50 mm
Peso:	180 g incl. batterie

FORMA ONDA



· Bifase simmetrica compensata al 100%

GARANZIA

2 anni: Cefar Peristim Pro

NB: per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso.

CEFAR PERISTIM PRO



CEFAR PERISTIM PRO

Elettrostimolazione per il trattamento dell'incontinenza

Cefar Peristim Pro è dotato di 9 programmi preimpostati per trattare l'incontinenza da sforzo, l'incontinenza mista, l'incontinenza da urgenza, il dolore correlato a disturbi urinari (per es. cistiti) e per la stimolazione del nervo sacrale o dei punti dell'agopuntura per il trattamento dell'incontinenza da urgenza.

CARATTERISTICHE

- Stimolazione tramite sonda vaginale e/o anale o elettrodi di superficie
- Programmabile: Cefar Peristim Pro consente di aggiungere 3 programmi personalizzati
- Schermo retroilluminato: Cefar Peristim Pro è dotato di un ampio schermo e la retroilluminazione ne aumenta la leggibilità, anche in ambienti poco luminosi.
- Altri vantaggi: funzione di pausa, blocco del programma, blocco tasti, conformità, autocontrollo

Sonda vaginale Saint-Cloud PLUS



Sonda anale Saint-Cloud

