

ELETTROTHERAPIA PORTATILE

I benefici dell'elettroterapia sono riconosciuti sia dai medici che dai fisioterapisti che lavorano nel campo dello sport e del trattamento del dolore: riabilitazione, gestione del dolore, guarigione, rafforzamento muscolare.

Lavorare con i dispositivi Chattanooga® by Compex Technology significa scegliere soluzioni terapeutiche di alta qualità e usufruire di una gamma efficace di prodotti che soddisfano ogni requisito, a prescindere dalla metodologia di lavoro, dal tipo di cliente o dal budget. L'utilizzo dei prodotti Chattanooga® by Compex Technology assicura il raggiungimento di ottimi risultati attraverso il meglio dell'innovazione a livello mondiale.

Tutti i prodotti in questo catalogo, dagli elettrodi autoadesivi ai neurostimolatori più sofisticati, soddisfano i criteri di qualità più elevati e sono stati ideati prendendo in considerazione un singolo obiettivo: offrire trattamenti ottimali.



SIVIMA SRL | Via Antonio Cantore 128/130 | 55100 Lucca | LU | ITALY

www.sivima.com

CEFAR REHAB X2



CARATTERISTICHE

Cefar Rehab X2 offre 30 programmi per una vasta gamma di indicazioni.

Programmi

- TENS: Cefar Flow TENS, frequenza mista (stimolazione Han), numerosi programmi per il trattamento del dolore
- NMES: programmi per la riabilitazione neurologica e ortopedica
- Stimolazione alternata, programmi di rafforzamento con riposo attivo, riscaldamento, recupero e massaggio

Tecnologia

- Cefar Easy Touch™: regolazione automatica dell'intensità – premendo un pulsante l'intensità viene impostata e regolata automaticamente in base ai risultati dell'analisi dell'autotest. Cefar Easy Touch facilita il trattamento e assicura un'erogazione della stimolazione a un livello ottimale ed efficace
- Programmabile: Cefar Rehab X2 consente

al terapeuta di creare e salvare tre programmi personali

- Cefar Flow Tens: programma preimpostato dotato di una confortevole tecnica di stimolazione. Entrambi i canali vengono utilizzati contemporaneamente per combinare l'effetto antalgico a una piacevole sensazione di massaggio. Altri vantaggi: schermo retroilluminato, funzione di pausa, blocco del programma, timer, blocco tasti, autocontrollo e conformità

Vantaggi

- Cefar Clinical Guide (CCG™): il manuale dell'utente contiene informazioni complete sulle indicazioni più comuni. E' possibile trovare linee guida e suggerimenti sui programmi accompagnate da foto del posizionamento degli elettrodi per le applicazioni più comuni.
- Interruttore manuale: l'interruttore manuale consente la regolazione manuale della durata delle contrazioni durante i programmi di stimolazione intermittente, assicurando un trattamento personalizzato efficace



INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

CEFAR REHAB X2

2942	Kit Rehab X2
------	--------------

ACCESSORI INCLUSI

1240	Set di cavi bipolari (2 pezzi)
2948	Cefar Rehab X2 Manuale utente
1559	Custodia rigida Cefar
1495	Cordino e gancio per cintura Cefar
1551	Batterie alcaline AA da 1,5 V (2 pezzi)
1845	Interruttore manuale
42198	Elettrodi Dura-Stick Plus a filo 5x5 cm (4 pezzi)

ACCESSORI OPZIONALI

1570	Caricabatterie rapido 1,2 V
------	-----------------------------

SPECIFICHE TECNICHE

Numero di canali:	2
Numero di programmi:	27 preimpostati 3 programmabili
Corrente costante:	Fino a una resistenza di max 1000 Ohm/canale
Ampiezza massima impulso:	99,5 mA
Incrementi intensità impulsi:	Minimo di 0,5 mA
Ampiezza impulso:	400 µs
Frequenza impulso:	1-120 Hz
Fonte di alimentazione:	2 batterie alcaline AA da 1,5 v
Classe di sicurezza elettrica:	Classe II, tipo BF
Test di sicurezza:	IEC 60601-1, IEC 60101-1-2
Dimensioni (L x P x A):	120 x 30 x 50 mm
Peso:	180 g incl. batterie

FORMA ONDA



· Bifase simmetrica compensata al 100%

GARANZIA

2 anni: Kit Rehab X2

NB: per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso.